


Anti-14-3-3 Alpha/Beta Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31946

Artikelnummer: CM0010492



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes 14-3-3 alpha/beta (YWHAB) gerichtet ist. Validiert in WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose, Osteogenese und MAP-Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 alpha/beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
Spezies	Mensch
GenID	7529
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 147-246 von humanem 14-3-3 alpha/beta (P31946) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31946
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel