


Anti-14-3-3 Alpha/Beta Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31946

Artikelnummer: CM0016163



Einführung

Anti-14-3-3 alpha/beta Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Zielgerichtet gegen humanes 14-3-3 beta/alpha (P31946), mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 alpha/beta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alpha/beta
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7529
GenID	7529
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-246 von humanem 14-3-3 alpha/beta (NP_003395.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31946
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel