

Anti-14-3-3 Beta/Zeta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P31946 / P63104

Artikelnummer: CM0009401



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes 14-3-3 beta/zeta (P31946/P63104), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt ein 28 kDa Protein; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 beta/zeta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3; 14-3-3 beta/zeta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7529/7534
GenID	7529/7534
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem 14-3-3 beta/zeta (P31946) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31946/P63104
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel