


Anti-14-3-3 Epsilon Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62258

Artikelnummer: CM0008120



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes 14-3-3 epsilon (P62258), validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis von endogenem 14-3-3 epsilon in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 epsilon Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7531
GenID	7531
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen 14-3-3 epsilon (P62258) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62258
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel