


Anti-14-3-3 Epsilon Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62258

Artikelnummer: CM0016427



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes 14-3-3 epsilon (29 kDa), validiert in WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 73-163). Unterstützt die Forschung zu Zellsignalwegen, antiviralen Pfaden und Proteininteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 epsilon Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7531
GenID	7531
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 73-163 von humanem 14-3-3 epsilon (NP_006752.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62258
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel