


Anti-14-3-3 Gamma Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Artikelnummer: CM0028112



Einführung

Kaninchen-Anti-14-3-3 gamma polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten 14-3-3 gamma (28 kDa). Ideal für die Untersuchung von Signaltransduktion, Zelladhäsion und mitochondrialer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 gamma Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7532
Gen-ID	7532
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem 14-3-3 gamma (NP_036611.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61981
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche