


Anti-14-3-3 Gamma Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Artikelnummer: CM0011085



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes 14-3-3 gamma (P61981). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Zielmolekulargewicht 28 kDa. Ideal für Forschung an Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 gamma Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7532
GeneID	7532
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem 14-3-3 gamma (P61981) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61981
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel