


Anti-14-3-3 Sigma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Artikelnummer: CM0005375



Einführung

Hochwertiger Anti-14-3-3 sigma Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Hohe Spezifität für humanes und murines 14-3-3 sigma (P31947), ein Adapterprotein, das den Zellzyklus und die Signaltransduktion reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 sigma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2810
GenID	2810
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem 14-3-3 sigma (P31947) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31947
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel