


Anti-14-3-3 Sigma Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - P31947

Artikelnummer: CM0018292



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes 14-3-3 sigma (Stratifin) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellsignalisierung, Zellzyklus und Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 sigma Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Spezies	Mensch
Gen-ID	2810
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem 14-3-3 sigma (NP_006133.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31947
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel