


Anti-14-3-3 Theta Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P27348

Artikelnummer: CM0022464



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes 14-3-3 Theta (YWHAQ) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. 28 kDa Signaladapterprotein. P27348.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 Theta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Spezies	Mensch
GenID	10971
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 49-149 von humanem 14-3-3 Theta (NP_006817.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27348
Proteinmasse	28kDa
Versand	Eisbeutel