


Anti-14-3-3 Theta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27348

Artikelnummer: CM0011065



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen 14-3-3 Theta (YWHAQ). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu zellulärer Signalgebung und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	14-3-3 Theta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10971
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem 14-3-3 Theta (P27348)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27348
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel