


Monoklonaler Anti-14-3-3-Zeta/Ywhaz-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P63104

Artikelnummer: CM0007426



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen 14-3-3 zeta/YWHAZ (P63104). Geeignet für Anwendungen WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Adapterprotein-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	14-3-3 zeta/YWHAZ Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; 14-3-3 zeta/YWHAZ
Spezies	Mensch
GenID	7534
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 145-245 von humanem YWHAZ (NP_002267.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63104
Proteingewicht	19 kDa/28 kDa
Versand	Eisbeutel