

Anti-15-Pgdh/Hpgd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15428

Artikelnummer: CM0031038



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane 15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenase, validiert in WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Prostaglandinstoffwechsel und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	15-PGDH/HPGD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
Spezies	Human
GeneID	3248
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-266 der humanen 15-PGDH/HPGD (NP_000851.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15428
Protein-Gewicht	29 kDa
Versand	Eistüte