

Anti-4-1Bb/Cd137 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07011

Artikelnummer: CM0023006



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen zielt auf humanes 4-1BB/CD137 (TNFRSF9), einen T-Zell-Kostimulationsrezeptor, ab und ist für Anwendungen wie WB, IHC-P und ELISA geeignet. Kreuzreaktiv mit Human, Maus und Ratte. Verbessert das Überleben von CD8+ T-Zellen und die Anti-Tumor-Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	4-1BB/CD137 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ILA; 4-1BB; CD137; CDw137; IMD109; 4-1BB/CD137
Spezies	Human
GeneID (Human)	3604
GeneID	3604
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem 4-1BB/CD137 entspricht (NP_001552.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07011
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel