

Anti-4-1Bbl/Cd137L Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41273

Artikelnummer: CM0010635



Einführung

Spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes 4-1BBL/CD137L (TNFSF9). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 27 kDa großes Protein. Geeignet für Studien zur T-Zellbiologie und Immuno-Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	4-1BBL/CD137L Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8744
GenID	8744
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 155-254 von humanem 4-1BBL/CD137L (P41273) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41273
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eispackung