

Anti-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10852

Artikelnummer: CM0007371



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen Maus-SLC3A2 (SWISS P10852), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Aminosäuretransporter-Funktion und Integrin-verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	4F2hc/CD98/SLC3A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; 4F2hc/CD98/SLC3A2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6520
GenID	17254
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 105-526 von Maus-4F2hc/CD98/SLC3A2 (P10852) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P10852
Proteingewicht	58KDa
Versand	Eisbeutel