

Anti-53Bp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12888

Artikelnummer: CM0025982



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes 53BP1 (TP53BP1), reaktiv mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Schlüsselrolle in der Reaktion auf DNA-Schäden und Reparatur, sowie der Telomererhaltung und dem Klassenwechsel-Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	53BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 895-1031 von humanem TP53BP1 (NP_005648.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12888
Proteingewicht	214kDa
Versand	Eisbeutel