

Anti-53Bp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P/If/Icc/Elisa - Q12888

Artikelnummer: CM0004439



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches 53BP1, validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein 214 kDa Protein; Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für Forschung zu DNA-Schäden und Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	53BP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	7158 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem 53BP1 (Q12888) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12888
Proteingewicht	214 kDa
Versand	Eisbeutel