

Anti-5Ht7 Rezeptor Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If-P, Elisa - P34969

Artikelnummer: CM0002396



Einführung

Hochspezifisches Kaninchen-Monoklonalantikörper, das gegen den menschlichen 5HT7-Rezeptor (5-HT7, Serotonin-Rezeptor 7) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Serotonin-vermittelten GPCR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	5HT7 Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	5-HT7; 5HT7 Rezeptor
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3363
GenID	3363
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen 5HT7-Rezeptors (P34969) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34969
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel