

Anti-5T4 (Trophoblasten-Glykoprotein) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13641

Artikelnummer: CM0018039



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes 5T4 (Trophoblasten-Glykoprotein) gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erkennt den 46 kDa Wnt-Signalweg-Inhibitor für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	5T4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Spezies	Mensch
GenID	7162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-350 von humanem 5T4 (NP_006661.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13641
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel