


Anti-67Kda Laminin Receptor Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Artikelnummer: CM0028435



Einführung

Anti-67kDa Laminin Receptor Polyklonaler Antikörper, validiert in WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus, Ratte. Erkunden Sie die Rollen von 67LR bei der ribosomalen Montage, der Zelladhäsion und viralen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	67kDa Laminin Receptor Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; 67kDa Laminin Receptor
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3921
GenID	3921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-295 des menschlichen 67kDa Laminin Receptors (NP_002286.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08865
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel