

Anti-A-Actin-1 (A-Sma) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P68133

Artikelnummer: CM0004393



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes α -Actin-1 (α -SMA), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Muskelbiologie und des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Actin-1 (α -SMA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACTA; ACTA1; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (α -SMA)
Spezies	Human
GeneID (Human)	58
GeneID	58
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 278-377 von humanem α -Actin-1 (ACTA1) (P68133)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68133
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche