

Anti-A-Actin-1 (Acta1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P68133

Artikelnummer: CM0007180



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes α -Actin-1 (ACTA1) für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC, IF-P) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ein wesentliches Werkzeug für die Untersuchung des Skelettmuskel-Zytoskeletts und der Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Actin-1 (ACTA1) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (ACTA1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	58
Gen-ID	58
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem α -Actin-1 (ACTA1) entspricht (P68133)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68133
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel