


Anti-A-Actinin-4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043707

Artikelnummer: CM0023323



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes α -Actinin-4, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu F-Aktin-Quervernetzung, vesikulärem Transport und Tight-Junction-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Actinin-4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinin-4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81
GenID	81
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 570-650 von humanem α -Actinin-4 (NP_004915.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43707
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel