


Anti-A-Actinin-4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43707

Artikelnummer: CM0008977



Einführung

Anti- α -Actinin-4 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktin-Zytoskelett, Zellverbindungen und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Actinin-4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinin-4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	81
GeneID	81
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem α -Actinin-4 (O43707)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43707
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel