


Anti-A-Actinin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Artikelnummer: CM0010625



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches α -Actinin (Alpha-Actinin-1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung an Zytoskelett und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Actinin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BDPLT15; ACTN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	87
Gen-ID	87
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12814
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel