

Anti-A-Glattmuskel-Aktin (Acta2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62736

Artikelnummer: CM0002732

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches α -Glattmuskel-Aktin (ACTA2), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung an Zytoskelett und Glattmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Glattmuskel-Aktin (ACTA2) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ACTSA; α -Glattmuskel-Aktin (ACTA2)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	59
GeneID	59
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem α -Glattmuskel-Aktin (ACTA2) (P62736) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62736
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel