

## Anti-A-Smoothmuskel-Aktin (Acta2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Artikelnummer: CM0028491

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes, murines, Ratten- $\alpha$ -smoothmuskel Aktin (ACTA2), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Geeignet für die Erforschung der Motilität glatter Muskelzellen und des Zytoskeletts in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | $\alpha$ -Smoothmuskel-Aktin (ACTA2) Kaninchen pAb                                                                                                                                |
| Anmerkungen/Alias | ACTSA; $\alpha$ -Smoothmuskel-Aktin (ACTA2)                                                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 59                                                                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 59                                                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen $\alpha$ -Smoothmuskel-Aktins (ACTA2) (NP_001604.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                                               |
| SWISS             | P62736                                                                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 42kDa                                                                                                                                                                             |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                                                                        |