


Anti-A-Synuclein Monoklonaler Antikörper Für Wb - P37840

Artikelnummer: CM0006519



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes α -Synuclein (PD1, NACP, PARK1/4). Valid für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Essentiell für die Erforschung der synaptischen Funktion und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Synuclein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synuclein
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6622
Gen-ID	6622
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 59-140 von humanem α -Synuclein (NP_000336.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche