

Anti-A-Synuklein Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0006570



Einführung

Rekombinanter α -Synuklein Kaninchen-monoklonaler Antikörper (P37840), validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 14 kDa. Geeignet für die Forschung zu synaptischer Funktion, Neurodegeneration und Parkinson-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	α -Synuklein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -Synuclein
Spezies	Mensch
Gen-ID	6622 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 1-140 des menschlichen α -Synukleins (NP_000336.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel