

Anti-A-Synuclein Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P37840

Artikelnummer: CM0007447



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes α -Synuclein (P37840), validiert für WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an neurodegenerativen Erkrankungen und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Synuclein monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -Synuclein
Spezies	Human
GeneID (Human)	6622
GeneID	6622
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-140 des humanen α -Synucleins entspricht (NP_000336.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P37840
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel