

Anti-A-Tubulin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P68366

Artikelnummer: CM0011002

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti- α -Tubulin-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten- α -Tubulin (~50 kDa). Ideal für Forschungsstudien zu Mikrotubuli und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	α -Tubulin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α -Tubulin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7277
Gen-ID	7277
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 349–448 des humanen α -Tubulins (P68366) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P68366
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku