

Anti-A1Bg Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04217

Artikelnummer: CM0014304

Einführung

A1BG Kaninchen pAb (Polyklonaler Antikörper) validiert für WB, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, 54 kDa. Ideal für Plasmaproteinforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	A1BG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1
Gen-ID	1
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 236-495 des menschlichen A1BG (NP_570602.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04217
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eispackung