

Anti-A1Cf (Apobec1 Complementation Factor) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq94

Artikelnummer: CM0014005



Einführung

Polyklonaler A1CF-Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt den humanen, Maus- und Ratten-APOBEC1-Komplementationsfaktor, eine wesentliche Komponente des APOB-mRNA-Editierungskomplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	A1CF Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29974
Gen-ID	29974
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-120 des humanen A1CF (NP_055391.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ94
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku