


Anti-A2ML1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A8K2U0

Artikelnummer: CM0024630



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes A2ML1, validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Ratte. Ideal für die Untersuchung von Protease-Inhibitionsmechanismen und epidermaler Biologie, einschließlich Desquamationsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	A2ML1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	144568
Gen-ID	144568
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem A2ML1 (NP_653271.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	A8K2U0
Proteingewicht	161kDa
Versand	Eistasche