

Anti-Aadac Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22760

Artikelnummer: CM0015677

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AADAC (Arylacetamid-Deacetylase), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Rekombinantes Immunogen (AS 170-399). Geeignet zur Untersuchung der Triglyceridlipase-Aktivität, des Fremdstoffmetabolismus und leberbezogener Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AADAC-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	DAC; CES5A1; AADAC
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	13
GeneID	13
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-399 des humanen AADAC (NP_001077.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22760
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku