

Anti-Aadat Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N5Z0

Artikelnummer: CM0018322



Einführung

AADAT Rabbit pAb ist ein polyklonales Antikörper, das im Kaninchen gegen humanes AADAT hergestellt wurde. Es eignet sich für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte und unterstützt die Erforschung von Aminotransferasen und des Kynurenin-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AADAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KAT2; KAT1; KYAT2; AADAT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51166
GenID	51166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 34-429 des humanen AADAT (NP_001273611.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8N5Z0
Proteinmolekulargewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel