

## Anti-Aadat-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5Z0

Artikelnummer: CM0013379



### Einführung

AADAT-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für Anwendungen in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Er detektiert AADAT (KAT2/KYAT2) in Proben von Mensch, Maus und Ratte und eignet sich ideal zur Untersuchung mitochondrialer Aminotransferasefunktionen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AADAT-Kaninchen-pAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | KAT2; KATII; KYAT2; AADAT                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 51166                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 51166                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 34-429 des humanen AADAT entspricht (NP_001273611.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | Q8N5Z0                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 47 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |