


Anti-Aak1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q2M2I8

Artikelnummer: CM0024199



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes AAK1, validiert für Western Blot und ELISA. Ziel ist das AP2-assoziierte Proteinkinase 1, ein Regulator des clathrin-vermittelten Endozytose. Ideal für die Forschung zu Endozytose und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AAK1 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID	22848
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von humanem AAK1 (NP_055726.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q2M2I8
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel