

Anti-Aamp Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13685

Artikelnummer: CM0002613

Einführung

Anti-AAMP Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunocytochemie (IF/ICC) und ELISA; kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-AAMP. Ideal für Studien zu Angiogenese und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AAMP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAMP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	14
GenID	14
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem AAMP (Q13685) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13685
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel