


Anti-Aanat Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16613

Artikelnummer: CM0014228



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Serotonin-N-Acetyltransferase (AANAT) für Western Blotting und ELISA. Rekombinantes Protein-Immunogen (aa 1-207). Nützlich für Studien zur Melatonin-Biosynthese und zum zirkadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AANAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DSPS; SNAT; AANAT
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	15
Gen-ID	15
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-207 von humanem AANAT (NP_001079.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16613
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel