


Anti-Aars2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Jtz9

Artikelnummer: CM0027023



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes AARS2 (Alanyl-tRNA-Synthetase, mitochondrial), geeignet für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung der mitochondrialen Proteinbiosynthese, des Editings und der Proteinlactylierung. - Q5JTZ9

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AARS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57505
Gen-ID	57505
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 841-985 von humanem AARS2 (NP_065796.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5JTZ9
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel