


Anti-Aars2 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Jtz9

Artikelnummer: CM0026210



Einführung

Validierter AARS2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen, der die mitochondriale Alanin-tRNA-Ligase von Mensch und Maus detektiert. Beteiligt an der Proteinübersetzung und der Hemmung des cGAS/STING-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-Validiert] AARS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
Art	Mensch
Gen-ID	57505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 491-620 des menschlichen AARS2 (NP_065796.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5JTZ9
Proteinmasse	107kDa
Versand	Eisbeutel