

Anti-Aars/Aars1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P49588

Artikelnummer: CM0015108



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humane Alanyl-tRNA-Synthetase (AARS/AARS1). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf nukleäre und cytoplasmatische Formen ab; nützlich für Studien zu Protein-Lacylierung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AARS Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	AARS; TTD8; CMT2N; DEE29; HDLS2; EIEE29
Spezies	Mensch
Gen-ID	16
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49588
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel