


Anti-Aatf-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ny61

Artikelnummer: CM0025540



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen AATF (Che-1/DED) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human und Maus. AATF ist ein Nukleolus-Protein, das an der Ribosom-Biogenese und der Transkriptionsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AATF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	26574
Gen-ID	26574
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 7-100 von humanem AATF (NP_036270.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NY61
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel