


Anti-Abca1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95477

Artikelnummer: CM0012628



Einführung

ABCA1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist die Phospholipid-transportierende ATPase ABCA1, ein wichtiger Regulator des Cholesterinausstroms und der HDL-Bildung, wodurch er sich für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und der Atherosklerose eignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA1-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	19
GeneID	19
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1170-1350 des menschlichen ABCA1 entspricht (NP_005493.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95477
Proteingewicht	254 kDa
Versand	Kühlakku