


Anti-Abca1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95477

Artikelnummer: CM0007168



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ABCA1, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes ABCA1 (254 kDa) in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und von HDL.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	19
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1170-1350 des humanen ABCA1 (NP_005493.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95477
Proteingewicht	254 kDa
Versand	Kühlakku