

Anti-Abca1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - 095477

Artikelnummer: CM0025277



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ABCA1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Cholesterin-Efflux- und HDL-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	19
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1870-2120 von humanem ABCA1 (NP_005493.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95477
Proteingewicht	254 kDa
Versand	Eisbeutel