

Anti-Abca12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q86UK0

Artikelnummer: CM0021634

Einführung

Hochwertiger ABCA12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA, mit Maus-Kreuzreaktivität. Ziel ist der Glucosylceramid-Transporter ABCA12, der für die Bildung epidermaler Lipidlamellen und die Hautbarrierefunktion essentiell ist. Ideal für die Forschung in Dermatologie, Lipidtransport und Ichthyose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	26154
Gen-ID	26154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2456-2595 von humanem ABCA12 (NP_775099.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q86UK0
Proteingewicht	293kDa
Versand	Eistasche