

Anti-Abca2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Bzc7

Artikelnummer: CM0024636

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ABCA2, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. ABCA2 ist ein Lipidtransporter, der an der Cholesterin-Homöostase und der Myelinbildung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ABCA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABC2; IDPOGSA; ABCA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	20
Gen-ID	20
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren Aminosäuren 140-350 von humanem ABCA2 (NP_001597.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZC7
Proteingewicht	270kDa
Versand	Eisbeutel